

多賀シミ抜き新システム

より安全に
より早く
新しい時代の
シミ抜き剤

PRTR 制度
労働安全衛生法（有機則、
特化則）
劇毒物取締法
船舶安全法
→非該当になりました

新) オイルレッド EX (250ml/3ℓ 油性)



全ての油性シミ
ペンキ、ボールペン、料理油、
口紅、タール、ワックス、朱肉、
サインペン、スタンプインク、
靴墨、マジック、
原因不明のシミ

定番の 基本シミ抜き剤

スティンブルー (250ml/3ℓ)



水溶性タンパク

ビール、酒、牛乳、卵、
血液、ジュース
食べこぼし
アイスクリーム、肉汁、
チョコレート、ウイスキー等

イエロータン (250ml/3ℓ)



水溶性タンニン

果汁、ジュース、フルーツ
紅茶、コーヒー、コーラ、
茶、酒、香料等、
タンニンのシミ

スピードシミ抜き!

オイルレッドスペシャル (500ml)
1) 油性+水溶性+万能剤



インク 加熱油の変色
色素 口紅、ペンキ 泥は
ね
火災の煤 醤油 ソース
マヨネーズ
その他水溶性のシミ
血液（2ヵ月以内）靴、
その他油性のシミ

移染・色素の処理に

プロクリーン
スーパー (300ml)



油性マジック・ボールペン
移染等の油性処理後に
残ってしまう色素に。
生地の色を保護しながら
色素・移染を除去します。

プロクリーン X
(300ml)



素材の染色を保護し
移染を消滅させる、
強力タイプ移染処理剤
落としにくかった、
水性顔料や
水性インクにも
効果あり

酸化漂白にはこの3本

ニューホワイトン
(300ml)



純度の高い過炭
酸ナトリウムを
使用した漂白力
の高い製品です
黄変、汗の黄ジ
ミ、清涼飲料水
の酸化した黄変
(ウール・シルク
に使用不可)

酸化剤 (300ml)



酸性なので絹・毛
などの漂白にも
使用できます。
より強い漂白力を
求める時はニュー
ホワイトンと混
ぜて使用します。

安全中和剤 (300ml)



ニューホワイトン
を使った漂白後には
確実に中和を
安全中和剤は
サビ取りにも使用
できます。

特殊シミ抜き用酵素

タガーゼ P-1000 (60g) 蛋白分解酵素



血液、母乳、乳製品、
墨汁、卵白、排泄物
食べこぼし
汗ジミ
古くて固まったタ
ンパク質

万能界面活性剤!

ジェルクリーン (80g)



襟・袖口の汚れ
黄変・変色の除去
繊維の奥に入った
顔料/汚れの
モミ出し
酸化漂白時の助剤

製品のお問合せは
多賀電気 (株)

営業部まで

〒146-0093

東京都大田区矢口

3-1-3

Tel03-3757-0775

Fax03-3757-0795

